

Listado de esfigmomanómetros automáticos validados disponibles en Chile a julio 2021.

Listado Preliminar de dispositivos de medición de presión arterial validados y disponibles en Chile Fuente: www.medaval.ie jul-21	
Monitores de presión arterial - Uso profesional.	
Nombre	Entidad Validadora
GE Carescape V100 (monitor de signos vitales)	Certificado por BIHS.
Riester Ri-Champion N	Certificado por BIHS, ESH.
Welch Allyn ProBP 2000	Certificado por Medaval 2 estrellas, Stride BP, AMA VDL (US), MDR Criteria.
Monitores de presión arterial - Automedición y uso doméstico.	
Nombre	Entidad(es) Validadora(s)
A&D UA-705	Certificado por BIHS, ESH, Stride BP, AMA VDL (US).
A&D UA-611	Certificado por BIHS, ESH, JSH.
A&D UA-651	Certificado por Medaval 5 estrellas, BIH, ESH, JSH, StrideBP.
Beurer BM28	Certificado por Medaval 2 estrellas, DHL (DE).
Beurer BM35	Certificado por ESH, DHL (DE).
Beurer BM58	Certificado por ESH, DHL (DE).
Braun BP4900	Certificado por ESH.
Braun BUA500	Certificado por BIHS, ESH.
Citizen CH-452	Certificado por ESH, JSH.
Omron HEM-7130	Certificado por Medaval 4 estrellas, BIHS, ESH, JSH, Stride BP.
Omron Evolv (HEM-7600T-E)	Certificado por Medaval 3 estrellas, BIHS, Stride BP, MDR criteria.
Yuwell YE680B	Certificado por Medaval 2 estrellas, Stride BP.
Monitores ambulatorios de presión arterial 24 hrs.	
Nombre	Entidad Validadora
IEM Mobil-O-Graph NG	Certificado por Medaval 1 estrella, BIHS, ESH, Stride BP.
Meditech ABPM-06	Certificado por Medaval 2 estrellas, BIHS, Stride BP, MDR criteria.
PAR Tonoport VI	Certificado por Medaval 2 estrellas, BIHS, ESH, Stride BP.
Schiller BR-102 plus	Certificado por BIHS, ESH, Stride BP.
Suntech Oscar 2	Certificado por Medaval 1 estrella, BIHS, ESH, Stride BP.
*El registro de dispositivos Medaval reúne información de equipos clínicamente validados por sociedades y organizaciones profesionales: BIHS (British and Irish Hypertension Society), STRIDE BP (Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe), ESH (European Society of Hypertension), AMA VDL (American Medical Association-Validated Device Listing), MDR criteria (Medical Device Regulations – primarily (EU) 2017/745), JSH (Japanese Society of Hypertension), DHL (German Hypertension League (Deutsche Hochdruckliga)).	
*Certificación Medaval considera: aplicación del protocolo actual de validación (ISO 81060-2: 2018), antecedentes de validación en los últimos 10 años, y validaciones múltiples. De acuerdo al cumplimiento de ello, otorga 1 a 3 estrellas, dispositivos de 4-5 estrellas cuentan además con certificación de precisión otorgada por Medaval.	
Fueron excluidos del listado, equipos cuya validación se realizó a través de evaluación de equivalencia de dispositivos, y/o con referencias cuestionables o no recomendables.	