

Especificaciones Técnicas

	ABPM-06
Validaciones	ESH-IP, BHS A6A, ANSI/AAMI / ISO criterio precisión
Método de medición	Oscilométrica con deflación escalonada
Dimensiones	70x99x30mm
Peso(sin baterías)	196g
Rango PA	30 – 280 mmHg
Rango FC	40 – 240 LPM
Precisión Pasiva	±3mmHgo ±2% del valor medido (estabilidad: 2 años)
Periodos de muestra	4 (mañana, día, noche y especial)
Intervalos de medición	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90 minutos
Transferencia datos	estándar mini USB
Capacidad de datos	hasta 600 mediciones
Programación Max.	Hasta 51 horas
Alimentación eléctrica	2 baterías AA (alcalinas o recargables)
Pantalla	LCD
Certificado conformidad	CE

Información de garantía

- 24 meses de garantía técnica para unidad principal
- 12 meses para accesorios no desechables
- 06 meses de garantía para brazalete

Contenido del kit

- * 01 Grabadora MAPA
- * 01 Estuche de transporte
- * 01 Brazalete adulto
- * 02 baterías AA alcalinas
- * 01 Cable mini USB
- * 01 Bolso de transporte
- * 01 software Cardiovision y EasyABPM

