

Monitor Ambulatorio de Presión Arterial de 24 Horas  
Hingmed  
Opciones de brazalete:

| Ítem | Opción de brazalete                      |
|------|------------------------------------------|
| 1    | Brazalete adulto pequeño (18-26 cm)      |
| 2    | Brazalete adulto mediano (22-32 cm)      |
| 3    | Brazalete adulto grande (22-36 cm)       |
| 4    | Brazalete adulto extra grande (33-43 cm) |



El WBP-02A incluye:

| Componentes                                             | Cantidad |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Memoria USB con software Hingmed ABPM                   | 1        |
| Cable de datos USB Hingmed ABPM                         | 1        |
| Cargador rápido de batería                              | 1        |
| Brazalete adulto grande (22-36 cm)                      | 1        |
| Funda de silicona                                       | 1        |
| Protector interior absorbente desechable para brazalete | 1        |
| Bolso Hingmed ABPM                                      | 1        |

Parámetros del producto WBP-02A

| Nombre                        | MAPA 24 horas                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        | WBP-02A                                                                                                                           |
| Tecnología                    | Oscilométrica                                                                                                                     |
| Sistólica                     | 40-260 mmHg                                                                                                                       |
| Diastólica                    | 20-210 mmHg                                                                                                                       |
| Frecuencia cardíaca           | 40-200 lpm                                                                                                                        |
| Exactitud                     | ± 3 mmHg                                                                                                                          |
| Transductor de presión        | Freescall (EE. UU.)                                                                                                               |
| Batería                       | Batería de litio de 1000 mAh; permite hasta 200 mediciones                                                                        |
| Memoria                       | Almacena hasta 300 lecturas                                                                                                       |
| Calibración                   | Al menos una vez cada dos años                                                                                                    |
| Seguridad                     | Presión máxima de inflado: 290 mmHg; apertura automática de válvula para desinflado al apagarse; ciclo máximo de medición: 120 s. |
| Opciones de intervalo         | Programación individual: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 y 120 min                                                                  |
| Dimensiones                   | 119 × 52 × 21 mm                                                                                                                  |
| Peso                          | 105 g, incluida la batería                                                                                                        |
| Condiciones de operación      | Temp.: 5 °C a 40 °C; HR: 10%-95%; presión atmosférica: 70-106 kPa                                                                 |
| Condiciones de almacenamiento | Temp.: -20 °C a +55 °C; HR: <95%; presión atmosférica: 70-106 kPa                                                                 |
| Conexión de datos             | Cable de datos USB                                                                                                                |

HINGMED

WBP-02A

Monitor Ambulatorio de Presión Arterial de 24 Horas



Shenzhen Hingmed Medical Instrument Co., Ltd.  
Dirección: 4F, Zhongfangfeixiang Building, N.º 371, Guangshen Road, Bao'an District, Shenzhen, China.  
Móvil / WhatsApp / WeChat: +86-18681556084  
Sitio web: <http://en.hingmed.com>  
<http://www.hingmed.com>  
Correo electrónico: [sales@hingmed.com](mailto:sales@hingmed.com)



Hingmed Medical se especializa en tecnología y productos para la monitorización de la presión arterial y respiratoria. La tecnología inteligente de medición durante el inflado mediante onda de pulso proporciona una experiencia de medición de la presión arterial muy confortable. El WBP-02A es un MAPA de 24 horas portátil y sin tubo de aire, diseñado para una monitorización confortable durante 24 horas. El WBP-02A está validado conforme a ESH IP 2010, recomendado por ESH y BIHS, e incluido en dabl Educational Trust y STRIDE BP.

# HINGMED

- Pequeño, liviano y portátil.
- Nivel clínico, lectura precisa.
- Tecnología de tolerancia al movimiento, con buena consistencia de medición.
- Registro de posición corporal, de utilidad para el análisis médico.



- Doble transductor de presión, doble protección.
- Alarma de límites de presión arterial.
- Bajo consumo de energía; una carga completa permite hasta 200 mediciones.



- Entorno de aplicación: Microsoft Windows 2003, Windows XP o versión superior.
- Admite gráficos de tendencia de datos de hasta 72 horas.
- Análisis de elevación matutina, índice de homogeneidad y AASI.
- Análisis de bata blanca, con color destacado para el período de bata blanca.
- Diversos análisis y estadísticas de lecturas de presión arterial.
- Comparación de presión arterial entre diferentes mediciones del mismo paciente.
- Análisis de correlación de variación: DIA vs. SIS y FC vs. SIS.
- Informe en formato PDF.
- Contenido de informe definido por el usuario y revisión de impresión.

Sistema MAPA Hingmed WBP-02A

